



Fecal Occult Blood Rapid Test Strip/Cassette (Feces)

For professional and in vitro diagnostic use only.

[INTENDED USE]

The Fecal Occult Blood Rapid Test Strip/Cassette is a lateral flow immunoassay for the qualitative detection of human hemoglobin (Hb) in human feces.

[SUMMARY]

Many diseases may result in hidden blood in the feces. This is known as fecal occult blood (FOB), human occult blood, or human hemoglobin. In the early stages, gastrointestinal problems such as colon cancer, ulcers, polyps, colitis, diverticulitis, and fissures may not show any visible symptoms, only occult blood. Traditional guaiac based methods of occult blood testing lack sensitivity and specificity, and also require diet restrictions prior to testing. Fecal occult blood tests are used as a screening tool for detecting lower gastrointestinal (GI) bleeding that may be related to iron deficiency anemia, peptic ulcer, ulcerative colitis, polyps, and colorectal cancer. The Fecal Occult Blood Rapid Test is recommended for use by health professionals in routine physical examinations and in monitoring for GI bleeding in patients in hospitals or in physicians' offices. The Fecal Occult Blood Rapid Test Strip/Cassette is a simple, visual qualitative test that detects hemoglobin in human feces. The test is based on immunochromatography and can give a result within 5 minutes.

[PRINCIPLE]

The Fecal Occult Blood Rapid Test Strip/Cassette is a qualitative membrane strip based immunoassay for the detection of hemoglobin in human feces. In this test procedure, anti-hemoglobin antibody is immobilized in the test line region of the test kit. After an adequate volume of test specimen is placed in the specimen pad, it reacts with hemoglobin antibody coated particles that have been applied to the specimen pad. This mixture migrates chromatographically along the length of the test strip and interacts with the immobilized hemoglobin antibody. If the specimen contains hemoglobin antigen, a colored line will appear in the test line region indicating a positive result. If the specimen does not contain hemoglobin antigen, a colored line will not appear in this region indicating a negative result. To serve as a procedural control, a colored line will always appear at the control line region indicating that proper volume of specimen has been added and membrane wicking has occurred.

[WARNINGS AND PRECAUTIONS]

- For professional in vitro diagnostic use only.
- Do not use after expiration date.
- Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens and kits are handled.
- Handle all specimens as if they contain infectious agents.
- Observe established precautions against microbiological hazards throughout all procedures and follow the standard procedures for proper disposal of specimens.
- Wear protective clothing such as laboratory coats, disposable gloves and eye protection when specimens are assayed.
- Follow standard biosafety guidelines for handling and disposal of potential infective material.
- Humidity and temperature can adversely affect results.

[COMPOSITION]

The test contains a membrane strip coated with Hb antibody on the test line, goat anti-mouse antibody on the control line, and a dye pad which contains colloidal gold coupled with Hb antibody.

The quantity of tests was printed on the labeling.

Materials Provided

- Test strip/cassette
- Package insert
- Buffer

Materials Required But Not Provided

- Specimen collection container
- Timer

[STORAGE AND STABILITY]

- Store as packaged in the sealed pouch at temperature (4-30°C or 40-86°F). The kit is stable within the expiration date printed on the labeling.

- Once open the pouch, the test should be used within one hour. Prolonged exposure to hot and humid environment will cause product deterioration.

- The LOT and the expiration date were printed on the labeling.

[SPECIMEN]

- The Fecal Occult Blood Rapid Test Strip/Cassette can be performed used on feces.

- Collect sufficient quantity of feces (1-2 mL or 1-2 g) in a clean, dry specimen collection container to obtain maximum antigens (if present). Best results will be obtained if the assays performed within 6 hours after collection.

- Specimen collected may be stored for 3 days at 2-8°C if not tested within 6 hours. For long term storage, specimens should be kept below -20°C.

- Unscrew the cap of the specimen collection tube, then randomly stab the specimen collection applicator into the fecal specimen in at least 5 different sites to collect approximately 50 mg of feces (equivalent to 1/4 of a pea). Do not scoop the fecal specimen.

- Screw on and tighten the cap onto the specimen collection tube, then shake the specimen collection tube vigorously to mix the specimen and the dilution buffer. Leave the tube alone for 2 minutes.



- Bring specimens to room temperature prior to testing. Frozen specimens must be completely thawed and mixed well prior to testing. Specimens should not be frozen and thawed repeatedly.

[TEST PROCEDURE]

Allow the test device and specimens to equilibrate to temperature (15-30°C or 59-86°F) prior to testing.

[For Strip]


- Bring the pouch to room temperature before opening it. Remove the test strip from the sealed pouch and use it as soon as possible.
- Place the test strip on a clean and level surface.
- Holding the specimen collection tube upright, carefully take off the tip of collection tube, then break off the tip of collection tube, transfer 3 drops (approximately 100 µL) to the specimen pad of the test strip, then start the timer. See illustration below.
- Wait for the colored line(s) to appear. Read results at 3~5 minutes. Do not interpret the result after 10 minutes.



(The picture is for reference only, please refer to the material object.)

[For Cassette]

- Bring the pouch to room temperature before opening it. Remove the test cassette from the sealed pouch and use it as soon as possible.
- Place the test cassette on a clean and level surface.
- Holding the specimen collection tube upright, carefully take off the tip of collection tube, then break off the tip of collection tube, transfer 3 drops (approximately 100 µL) to the specimen well (S) of the test cassette, then start the timer. See illustration below.
- Wait for the colored line(s) to appear. Read results at 3~5 minutes. Do not interpret the result after 10 minutes.



[INTERPRETATION OF RESULTS]

Positive: Two lines appear. One colored line should be in the control region (C), and another apparent colored line adjacent should be in the test region (T). This positive result indicates the presence of Hb antigens.

Negative: One colored line appears in the control region (C). No line appears in the test region (T). This negative result indicates the absence of Hb antigens.

Invalid: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the test using a new test strip/cassette. If the problem persists, discontinue using the lot immediately and contact your local distributor.

[QUALITY CONTROL]

A procedural control is included in the test. A colored line appearing in the

internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume, adequate membrane wicking and correct procedural technique.

Control standards are not supplied with this kit. However, it is recommended that positive and negative controls be tested as good laboratory practice to confirm the test procedure and to verify proper test performance.

[LIMITATIONS]

- The Fecal Occult Blood Rapid Test Strip/Cassette is for in vitro diagnostic use only. The test should be used for the detection of hemoglobin in human feces only. Neither the quantitative value nor the rate of increase in hemoglobin can be determined by this qualitative test.
- As with all diagnostic tests, all results must be interpreted together with other clinical information available to the physician.
- If the test result is negative and clinical symptoms persist, additional testing using other clinical methods is recommended.

[PERFORMANCE CHARACTERISTICS]

Sensitivity

The Fecal Occult Blood Rapid Test will detect the concentration of human hemoglobin is equal to or greater than 50 ng/mL.

Accuracy

A side-by-side comparison was conducted using the Fecal Occult Blood Rapid Test and commercially available FOB rapid tests. 241 clinical specimens from three Professional Point of Care sites were evaluated with the Fecal Occult Blood Rapid Test and the commercial kit. The following results are tabulated from these clinical studies:

Agreement with Commercial FOB Rapid Test

		Commercial H.pylori Ag Test		Total
		Positive	Negative	
	Positive	86	0	86
	Negative	0	155	155
Total		86	155	241

The agreement between these two test kit is 100% for positive specimens, and 100% for negative specimens. This study demonstrated that the Fecal Occult Blood Rapid Test is substantially equivalent to the commercial device.

Cross-Reactivity and Interference

The following substances at the standard concentration were spiked into both Hb positive and negative specimens and tested, separately. No cross-reactivity or interference was observed to the test kit.

Analytes	Conc. (mg/mL)	Specimens	
		Positive	Negative
Beef hemoglobin	0.5	+	-
Chicken hemoglobin	0.5	+	-
Pig hemoglobin	0.5	+	-
Goat hemoglobin	0.5	+	-
Horse hemoglobin	0.5	+	-
Rabbit hemoglobin	0.5	+	-
Horse radish peroxidase	2	+	-

Reproducibility studies were performed for Fecal Occult Blood Rapid Test at three physician office laboratories (POL). Sixty (60) clinical serum specimens, 20 negative, 20 borderline positive and 20 positive, were used in this study. Each specimen was run in triplicate for three days at each POL. The intra-assay agreements were 99.4% at two sites, and 100% at one site. The inter-site agreement was 99.8%.

[BIBLIOGRAPHY]

1. Ransohoff, D.F. and Lang, C.A.; Improving the Fecal Occult-Blood Test; The New England Journal of Medicine; (1996) 334 (3):189-190.
2. Yamamoto M., Nakama H., Cost-effectiveness analysis of immunochemical occult blood screening for colorectal cancer among three fecal sampling methods: Hepatogastroenterology, 2000 Mar-Apr, 47 (32) 396-399.
3. St. John, D.J.B., et al.; Evaluation of New Occult Blood Test for Detection of Colorectal Neoplasia; Gastroenterology; (1993) 104:1661-1668.

فیکل اوکلت بلڈ ریپڈ ٹیسٹ سٹریپ/کیٹ (فضله)

انگریزی

صرف پیشہ ورانہ اور ان ویٹرو تشخیصی استعمال کے لیے۔

(مطلوبہ استعمال)

فیکل اوکلت بلڈ ریپڈ ٹیسٹ سٹریپ/کیٹ انسانی فضلے میں انسانی ہیموگلوبن (Hb) کی کوالیٹیو تشخیص کے لیے ایک لیٹرل فلو میڈیا ہے۔

(خلاصہ)

بہت سی بیماریاں فضلے میں خفیہ خون کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسے فیکل اوکلت بلڈ (FOB)، ہیومن اوکلت بلڈ یا ہیومن ہیموگلوبن کہا جاتا ہے۔ ابتدائی مراحل میں معدے کے مسائل جیسے کولون کینسر، اسر، پولیپس، کولائٹس، ڈائوڈینائیٹس اور فشرز کوئی نظر آنے والی علامات نہیں دکھا سکتے، صرف پوشیدہ خون ہوتا ہے۔ روایتی guaiac پر مبنی اوکلت بلڈ ٹیسٹنگ کے طریقوں میں حساسیت اور خصوصیت کی کمی ہے اور ٹیسٹ سے پہلے خوراک کی پابندیاں بھی درکار ہوتی ہیں۔ فیکل اوکلت بلڈ ٹیسٹ آئرن کی کمی والی خون کی کمی، معدے کے اسر، اسرینڈیکولائٹس، پولیپس اور کولوریکٹل کینسر سے متعلق نچلے معدے کی خون بہنے کا پتہ لگانے کے لیے ایک اسکریننگ ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فیکل اوکلت بلڈ ریپڈ ٹیسٹ ایک سادہ، بصری کوالیٹیو ٹیسٹ ہے جو انسانی فضلے میں ہیموگلوبن کا پتہ لگاتا ہے اور 5 منٹ کے اندر نتیجہ دے سکتا ہے۔

(اصول)

فیکل اوکلت بلڈ ریپڈ ٹیسٹ سٹریپ/کیٹ انسانی فضلے میں ہیموگلوبن کی تشخیص کے لیے ایک کوالیٹیو میسرین سٹریپ پر مبنی امیونواسے ہے۔ اس ٹیسٹ میں anti-hemoglobin اینٹی باڈی کو ٹیسٹ کٹ کے ٹیسٹ لائن ریجن میں پابند کیا گیا ہے۔ نمونے کے پیڑ میں کافی حجم کا ٹیسٹ نمونہ رکھنے کے بعد، یہ ہیموگلوبن اینٹی باڈی امپٹ ذرات کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ یہ مرکب ٹیسٹ سٹریپ کی لمبائی کے ساتھ کارموٹوگرافی طور پر منتقل ہوتا ہے اور immobilized ہیموگلوبن اینٹی باڈی کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ اگر نمونے میں ہیموگلوبن اینٹیجین موجود ہو تو ٹیسٹ لائن ریجن میں ایک رنگین لائن ظاہر ہوگی جو مثبت نتیجہ ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہیموگلوبن اینٹیجین موجود نہ ہو تو کوئی رنگین لائن ظاہر نہیں ہوگی جو منفی نتیجہ ظاہر کرتی ہے۔ طریقہ کار کے کنٹرول کے طور پر کنٹرول لائن ریجن میں ہمیشہ ایک رنگین لائن ظاہر ہوگی۔

(انتباہات اور احتیاطی تدابیر)

- صرف پیشہ ورانہ ان ویٹرو تشخیصی استعمال کے لیے۔
- میعاد ختم ہونے کی تاریخ کے بعد استعمال نہ کریں۔
- جس جگہ نمونے اور کٹس پنڈل کی جارہی ہوں وہاں کھانا، پینا یا سگریٹ نوشی نہ کریں۔
- تمام نمونوں کو ایسے پنڈل کریں جیسے ان میں متعدی اینٹیجین ہوں۔
- تمام طریقہ کار کے دوران مائیکرو بائیولوجیکل خطرات کے خلاف قائم احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں اور نمونوں کے صحیح انتظام کے لیے معیاری طریقہ کار پر عمل کریں۔
- نمونوں کی جانچ کے وقت لیباریٹری کوٹ، ڈسپوزیبل دستانے اور آنکھوں کی حفاظت جیسے حفاظتی کپڑے پہنیں۔
- ممکنہ متعدی مواد کے پنڈلنگ اور انتظام کے لیے معیاری بائیوسیفی رجحنا اصولوں پر عمل کریں۔
- نمی اور درجہ حرارت نتائج پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔

(ترکیب)

ٹیسٹ میں ایک میسرین سٹریپ ہوتی ہے جس پر ٹیسٹ لائن میں Hb اینٹی باڈی، کنٹرول لائن میں goat anti-mouse اینٹی باڈی، اور ایک ڈائی پیڈ ہوتا ہے جس میں Hb اینٹی باڈی سے جڑا کولائیڈ گولڈ ہوتا ہے۔ ٹیسٹوں کی تعداد میٹنگ پر درج ہے۔

فراہم کردہ مواد:

- ٹیسٹ سٹریپ/کیٹ
- ہیکسیج انفرٹ • نفر
- مطلوبہ دیگر فراہم نہ کردہ مواد:
- نمونہ جمع کرنے کا برتن
- ناخن

(ذخیرہ اندوزی اور استحکام)

- سیلڈ پاؤچ میں درجہ حرارت (4-30°C/39-86°F) پر پیک شدہ حالت میں ذخیرہ کریں۔ کٹ لیٹنگ پر درج میعاد ختم ہونے کی تاریخ تک محفوظ رہتی ہے۔
- پاؤچ کوٹلے کے بعد ٹیسٹ ایک گھنٹے کے اندر استعمال کیا جانا چاہیے۔ گرمی اور نمی کے طویل نمائش سے مصنوع کی خرابی ہو سکتی ہے۔
- لاٹ اور میعاد ختم ہونے کی تاریخ لیٹنگ پر درج ہے۔

(نمونہ)



- فیکل اوکلت بلڈ ریپڈ ٹیسٹ سٹریپ/کیٹ فضلے پر استعمال کی جاسکتی ہے۔
- زیادہ سے زیادہ اینٹیجین حاصل کرنے کے لیے ایک صاف، خشک نمونہ جمع کرنے والے برتن میں کافی مقدار میں فضلہ (1-2 mL) جمع کریں۔ بہترین نتائج جمع کرنے کے 6 گھنٹے کے اندر ٹیسٹ کرنے سے حاصل ہوں گے۔
- 6 گھنٹے کے اندر ٹیسٹ نہ کیا جائے تو جمع کردہ نمونہ 3 دن تک 2-8°C پر محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ طویل مدتی ذخیرے کے لیے نمونے -20°C سے کم درجہ حرارت پر رکھیں۔
- نمونہ جمع کرنے والی ٹیوب کی ٹوپی کھولیں، پھر اینٹیجینر کو فضلے کے نمونے میں کم از کم 5 مختلف جگہوں پر تقریباً 50 mg فضلہ (مٹر کے ایک چوٹائی کے برابر) جمع کرنے کے لیے داخل کریں۔ فضلے کو رچ کر نکالیں۔
- نمونہ جمع کرنے والی ٹیوب کی ٹوپی بند کریں اور مضبوطی سے سخت کریں، پھر نمونے اور ریفر کو ملانے کے لیے ٹیوب کو ذرے سے ہلائیں۔
- ٹیوب کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔
- ٹیسٹ کرنے سے پہلے نمونوں کو کمرے کے درجہ حرارت پر لائیں۔ مجملہ نمونوں کو مکمل طور پر پگھلایا اور ملایا جانا چاہیے۔ نمونوں کو بار بار خمیدہ اور پگھلایا نہیں جانا چاہیے۔

(ٹیسٹ کا طریقہ کار)

ٹیسٹ سے پہلے ٹیسٹ ڈیوائس اور نمونوں کو درجہ حرارت (15-30°C/59-86°F) پر مستحکم کریں۔


(سٹریپ کے لیے)

- 1۔ پاؤچ کھولنے سے پہلے کمرے کے درجہ حرارت پر لائیں۔ سیلڈ پاؤچ سے ٹیسٹ سٹریپ نکالیں اور جلد از جلد استعمال کریں۔
 - 2۔ ٹیسٹ سٹریپ کو صاف اور ہموار سطح پر رکھیں۔
 - 3۔ نمونہ جمع کرنے والی ٹیوب کو سیدھا رکھتے ہوئے، ٹیوب کی نوک کو ڈرائز اور ٹیسٹ سٹریپ کے نمونے کے پیڑ پر 3 قطرے (تقریباً 100 µL) ڈالیں، پھر ناخن شروع کریں۔
- رنگین لائن (وں) ظاہر ہونے کا انتظار کریں۔ 3-5 منٹ پر نتائج دیکھیں۔ 10 منٹ کے بعد تشریح نہ کریں۔



(کیٹ کے لیے)

- 1۔ پاؤچ کھولنے سے پہلے کمرے کے درجہ حرارت پر لائیں۔ سیلڈ پاؤچ سے ٹیسٹ کیٹ نکالیں اور جلد از جلد استعمال کریں۔
- 2۔ ٹیسٹ کیٹ کو صاف اور ہموار سطح پر رکھیں۔
- 3۔ نمونہ جمع کرنے والی ٹیوب کو سیدھا رکھتے ہوئے، ٹیوب کی نوک کو ڈرائز اور ٹیسٹ کیٹ کے نمونہ میل (S) میں 3 قطرے (تقریباً 100 µL) ڈالیں، پھر ناخن شروع کریں۔



(نتیجہ کی تشریح)

مثبت: دو لائنیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک رنگین لائن کنٹرول ریجن (C) میں ہونی چاہیے اور ایک واضح رنگین لائن ٹیسٹ ریجن (T) میں ہونی چاہیے۔ یہ مثبت نتیجہ Hb اینٹیجینر کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔

منفی: کنٹرول ریجن (C) میں ایک رنگین لائن ظاہر ہوتی ہے۔ ٹیسٹ ریجن (T) میں کوئی لائن ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ منفی نتیجہ Hb اینٹیجینر کی غیر موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔

غلط: کنٹرول لائن ظاہر نہیں ہوتی۔ ناکافی نمونے کا حجم یا غلط طریقہ کار تکنیک کنٹرول لائن کی ناکامی کی سب سے ممکنہ وجوہات ہیں۔ طریقہ کار کا جائزہ لیں اور نئی ٹیسٹ سٹریپ/کیٹ کے ساتھ ٹیسٹ دہرائیں۔ اگر مسئلہ برقرار رہے تو لاٹ کا استعمال فوری بند کریں اور مقامی ڈسٹری بیوٹر سے رابطہ کریں۔

(معیاری کنٹرول)

ٹیسٹ میں ایک طریقہ کار کنٹرول شامل ہے۔ کنٹرول ریجن (C) میں ظاہر ہونے والی رنگین لائن ایک

4. Ransohoff, D.F. and Lang, C.A.; Improving the Fecal Occult-Blood Test; The New England Journal of Medicine; (1996) 334 (3):189-190.
5. Yamamoto M., Nakama H., Cost-effectiveness analysis of immunochemical occult blood screening for colorectal cancer among three fecal sampling methods: Hepatogastroenterology, 2000 Mar-Apr, 47 (32) 396-399.
6. St. John, D.J.B., et al.; Evaluation of New Occult Blood Test for Detection of Colorectal Neoplasia; Gastroenterology; (1993) 104: 1661-1668.

داخلی طریقہ کاری کنٹرول سمجھی جاتی ہے۔ یہ نمونے کے کافی حجم مناسب نمبر میں رنگ اور درست طریقہ کار تکنیک کی تصدیق کرتی ہے۔ کنٹرول معیارات اس کٹ کے ساتھ فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ تاہم سفارش کی جاتی ہے کہ ٹیسٹ کے طریقہ کار اور کارکردگی کی تصدیق کے لیے اچھے لیباریٹری عمل کے طور پر مثبت اور منفی کنٹرولز کی جانچ کی جائے۔

(حدود)

- فیکل اوکلت بلڈ ریپڈ ٹیسٹ سٹریپ/کیٹ صرف ان ویئر تشخیص استعمال کے لیے ہے۔ ٹیسٹ صرف انسانی فضلے میں ہیوموگلوبن کی تشخیص کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کو الٹیلٹیو ٹیسٹ سے ہیوموگلوبن کی مقدار یا قدر یا اضافے کی شرح کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔
- تمام تشخیصی ٹیسٹوں کی طرح تمام نتائج کو طبیب کے پاس دستیاب دیگر طبی معلومات کے ساتھ مل کر تشریح کیا جانا چاہیے۔
- اگر ٹیسٹ کا نتیجہ منفی ہو اور طبی علامات برقرار ہیں تو دیگر طبی طریقوں سے اضافی ٹیسٹ کی سفارش کی جاتی ہے۔

(کارکردگی کی خصوصیات)

حساسیت

فیکل اوکلت بلڈ ریپڈ ٹیسٹ انسانی ہیوموگلوبن کی ارتکاز کا پتہ لگائے گا جو 50 ng/mL کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔

درستگی

فیکل اوکلت بلڈ ریپڈ ٹیسٹ اور تجارتی طور پر دستیاب FOB ریپڈ ٹیسٹس کا استعمال کرتے ہوئے ایک ساتھ موازنہ کیا گیا۔ تین پروفیشنل پوائنٹ آف کیئر سائنس سے 241 طبی نمونوں کا فیکل اوکلت بلڈ ریپڈ ٹیسٹ اور تجارتی کٹ کے ساتھ جائزہ لیا گیا۔ ان طبی مطالعات کے نتائج درج ذیل ہیں:

تجارتی FOB ریپڈ ٹیسٹ سے موافقت

کل	تجارتی H.pylori Ag ٹیسٹ		
	مثبت	منفی	
86	86	0	مثبت
155	0	155	منفی
241	86	155	کل

ان دو ٹیسٹ کٹس کے درمیان موافقت مثبت نمونوں کے لیے 100% اور منفی نمونوں کے لیے 100% ہے۔ اس مطالعے نے ثابت کیا کہ فیکل اوکلت بلڈ ریپڈ ٹیسٹ تجارتی ڈیوائس کے ساتھ بنیادی طور پر مساوی ہے۔

کراس ری ایکٹیویٹی اور مداخلت

مندرجہ ذیل مادوں کو معیاری ارتکاز میں Hb مثبت اور منفی نمونوں میں شامل کیا گیا اور الگ الگ ٹیسٹ کیا گیا۔ ٹیسٹ کٹ کے خلاف کوئی کراس ری ایکٹیویٹی یا مداخلت نہیں دیکھی گئی۔

اجزاء	ارتکاز mg/mL	نمونے	
		مثبت	منفی
گائے کا ہیوموگلوبن	0.5	+	-
مرغی کا ہیوموگلوبن	0.5	+	-
سور کا ہیوموگلوبن	0.5	+	-
کبری کا ہیوموگلوبن	0.5	+	-
گھوڑے کا ہیوموگلوبن	0.5	+	-
خزگوٹ کا ہیوموگلوبن	0.5	+	-
پارس ریٹس ہیروڈا کیٹےز	2	+	-

تکراریت

تین فرمیشن آفس لیباریٹریز (POL) میں فیکل اوکلت بلڈ ریپڈ ٹیسٹ کے لیے تکراریت مطالعات کیے گئے۔ اس مطالعے میں 60 طبی سرمونے استعمال کیے گئے: 20 منفی، 20 سرحدی مثبت اور 20 مثبت۔ ہر نمونہ ہر POL میں تین دن کے لیے تین بار چلایا گیا۔ اثرات/نتیجہ موافقت دوسائٹس پر 99.4% اور ایک سائٹ پر 100% تھی۔ اثر سائٹ موافقت 99.8% تھی۔