



Malaria P.f. /P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) Package Insert

A rapid test for the qualitative detection of circulating antigens of *P. falciparum* (P.f.) and *P. vivax* (P.v.) in whole blood.

For professional in vitro diagnostic use only

[INTENDED USE]

The Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of two kinds of circulating plasmodium falciparum (*P. falciparum* (P.f.)) and *P. vivax* (P.v.) in whole blood.

[SUMMARY]

Malaria is caused by a protozoan which invades human red blood cells.1 Malaria is one of the world's most prevalent diseases. According to the WHO, the worldwide prevalence of the disease is estimated to be 300-500 million cases and over 1 million deaths each year. Most of these victims are infants, young children. Over half of the world's population lives in malarious areas. Microscopic analysis of appropriately stained thick and thin blood smears has been the standard diagnostic technique for identifying malaria infections for more than a century.2 The technique is capable of accurate and reliable diagnosis but is costly and requires skilled personnel using defined protocols. The availability of the microscopist and use of proven and defined procedures, frequently present the greatest obstacles to fully achieving the potential accuracy of microscopic diagnosis. Although there is a laborious burden associated with performance of an extensive, labor-intensive, equipment-intensive procedure such as diagnostic microscopy, it is the training required to establish and sustain competent performance of microscopy that poses the greatest difficulty in employing this diagnostic technology.

The Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) is a rapid test to qualitatively detect the presence of *P. falciparum* - specific HRP-II and *P. vivax* (P.v.). The test utilizes colloid gold conjugate to selectively detect P.f-specific and *P. vivax* (P.v.)-specific antigens in whole blood.

[PRINCIPLE]

The Malaria P.f. /P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) is a qualitative, membrane based immunoassay for the detection of P.f. and P.v. antigens in whole blood. The membrane is pre-coated with anti-HRP-II antibodies and anti-pLDH antibodies. During testing, the whole blood specimen reacts with the dye conjugate, which has been pre-coated on the test cassette. The mixture then migrates upward on the membrane by capillary action and reacts with anti-Histidine-Rich Protein II (HRP-II) antibodies on the membrane on P.f. Test Line region and with anti-pLDH antibodies on the membrane on P.v. Line region. If the specimen contains HRP-II or Plasmodium-specific *P. vivax*, LDH or both, a colored line will appear in P.f. line region or P.v. line region or two colored lines will appear in P.f. line region and P.v. line region. The absence of the colored lines in P.f. line region or P.v. line region indicates that the specimen does not contain HRP-II and/or Plasmodium-specific *P. vivax*, LDH. To serve as a procedure control, a colored line will always appear in the control line region indicating that proper volume of specimen has been added and membrane wicking has occurred.

[REAGENTS]

The test cassette contains anti-HRP-II of *Plasmodium falciparum* antibodies conjugated gold and anti-Plasmodium falciparum *P. vivax* LDH antibodies conjugated gold and anti-HRP-II antibodies and anti-pLDH antibodies coated on the membrane.

[PRECAUTIONS]

- For professional in vitro diagnostic use only. Do not use after expiration date.
- For whole specimen use only. Do not use other specimens.
- Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens or kits are handled.
- Handle all specimens as if they contain infectious agents. Observe established precautions against microbiological hazards throughout all procedures and follow the standard procedures for proper disposal of specimens.
- Wear protective clothing such as laboratory coats, disposable gloves and eye protection when specimens are assayed.
- The used test should be discarded according to local regulations.
- Caution must be taken at the time of specimen collection. Inadequate volume of specimen may lead to lower sensitivity.
- Be sure to add sufficient buffer to the cassette's sample well. Invalid result may occur if inadequate buffer is added.

[STORAGE AND STABILITY]

The kit can be stored from room temperature or refrigerated (2-30°C). The test cassette is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. The test cassette must remain in the sealed pouch until use. DO NOT FREEZE. Do not use beyond the expiration date.

[SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION]

- The Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) can be performed using whole blood.
- Both Fingerstick Whole Blood and Venipuncture Whole Blood can be used.
- To collect Fingerstick Whole Blood specimens:
Wash the patient's hand with soap and warm water or clean with an alcohol swab. Allow to dry.
Massage the hand without touching the puncture site by rubbing down the hand towards the fingertip of the middle or ring finger.
Puncture the skin with a sterile lancet. Wipe away the first sign of blood.
Gently rub the hand from wrist to palm to finger to form a rounded drop of blood over the puncture site.
- Testing should be performed immediately after specimen collection. Do not leave the specimens at room temperature for prolonged periods. Whole blood collected by venipuncture should be stored at 2-8°C if the test is to be run within 2 days of collection. For long term storage, specimens should be kept below -20°C. Whole blood collected by fingerstick should be tested immediately. Bring specimens to room temperature prior to testing. Frozen specimens must be completely thawed and mixed well prior to testing. Specimens should not be thawed

and frozen repeatedly for more than three times.

- If specimens are to be shipped, they should be packed in compliance with federal regulations covering the transportation of etiologic agents.

[MATERIALS]

Materials Provided

- Test Cassettes
- Disposable specimen droppers

Materials Required But Not Provided

- Lancet (for fingerstick whole blood only)
- Timer

[DIRECTIONS FOR USE]

Allow the test, specimen, buffer and/or controls to reach room temperature (15-30°C) prior to testing.


- Bring the test to room temperature before opening it. Remove the test cassette from the sealed pouch and use it as soon as possible.

- Place the cassette on a clean and level surface. For Whole Blood specimen:

- Use a pipette: To transfer 5µL of whole blood to the specimen well, then add 3 drops of buffer (approximately 180µL).

- Use a disposal specimen dropper: Hold the dropper vertically, draw the specimen up to the Fill Line as shown in illustration below (approximately 5µL). Transfer the specimen to the specimen well, then add 3 drops of buffer (approximately 180µL), and start the timer.

- Wait for the colored line(s) to appear. Read results at 10 minutes. Do not interpret the result after 20 minutes.



[INTERPRETATION OF RESULTS]

(Please refer to the illustration above)

POSITIVE: * Two or Three distinct colored lines appear.

P. falciparum or mixed malaria infection: one line appears in the control region, one line appears in P.v. line region and one line appears in P.f. line region.

P. falciparum infection: one line appears in the control region, and one line appears in P.f. line region.

Non-falciparum Plasmodium species infection: one line appears in the control region and one line appears in P.v. line region.

*NOTE: The intensity of P.f. or P.v. test lines may vary depending on the concentration of antigens, viz., HRP-II or *P. vivax*, LDH present in the specimen.

NEGATIVE: Only one colored line appears in the control region.

INVALID: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the test with a new test device. If the problem persists, discontinue using the test kit immediately and contact your local distributor.

[QUALITY CONTROL]

Internal procedural controls are included in the test. A colored line appearing in the control region (C) is an internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume and correct procedural technique.

Control standards are not supplied with this kit; however, it is recommended that positive and negative controls be tested as a good laboratory practice to confirm the test procedure and to verify proper test performance.

[LIMITATIONS]

- The Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) is for in vitro diagnostic use only. This test should be used for the detection of P.f. and P.v. antigens in whole blood specimens only. Neither the quantitative value nor the rate of increase in P.f. and P.v., concentration can be determined by this qualitative test.

- The Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) will only indicate the presence of antigens of *Plasmodium* sp. (P.f. and P.v.) in the specimen and should not be used as the sole

criterion for the diagnosis of malaria infection.

- As with all diagnostic tests, all results must be interpreted together with other clinical information available to the physician.

- If the test result is negative and clinical symptoms persist, additional testing using other clinical methods is recommended. A negative result does not at any time preclude the possibility of malaria infection.

- The Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) will only indicate the presence of antigens of *Plasmodium* sp. (P.f. and P.v.) in the specimen and should not be used as the sole criterion for the diagnosis of malaria infection.

- As with all diagnostic tests, all results must be interpreted together with other clinical information available to the physician.

- If the test result is negative and clinical symptoms persist, additional testing using other clinical methods is recommended. A negative result does not at any time preclude the possibility of malaria infection.

[EXPECTED VALUES]

The Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) has been compared with traditional thick and thin blood films microscopic analysis. The correlation between the two systems is over 99.0%.

[PERFORMANCE CHARACTERISTICS] Sensitivity

The Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) has been tested with microscopy on clinical specimens. The results show that the sensitivity of the Malaria P.f. /P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) is >99.9% when compared to results obtained with microscopy.

Specificity

The Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) uses antibodies that are highly specific to Malaria P.f.-specific and *P. vivax* LDH antigens in whole blood. The results show that the specificity of the Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) is >99.9%, when compared to results obtained with microscopy.

Method	P.f./P.v. Test	Microscopy			Total Results
		Positive		Negative	
		P.f.	P.v.		
Malaria Rapid Cassette	Positive	54*	85*	0	139
	Negative	1	0	500	501
Total Results		55	85	500	640

Comment: Blood Samples infected by *Plasmodium falciparum* (n = 85), *Plasmodium vivax* (n = 54) were included, as well as 500 malaria negative samples to be confirmed with microscopy.

Note: * There was one *P. vivax* sample to show a P.v. line and a P.f. line.

** There were two *P. falciparum* samples that they both showed a P.v. line and a P.f. line.

Relative Sensitivity for P.f.-specific antigens: 85/85=99.9 % (95%CI***: 96.5%~100.0%) Relative Sensitivity for P.v. antigens: 54/55=98.2% (95%CI***: 90.3%~100.0%) Relative Specificity: 500/500=99.9% (95%CI***: 99.4%~100.0%)

Accuracy: (54+85+500)/(54+85+1+500)=99.8% (95%CI***: 99.1%~100.0%)

*** Confidence Intervals

Minimum Detection Level		
Type		Parasites/µL
<i>P. falciparum</i>		200
<i>P. vivax</i>		1500

Precision intra-Assay

Within-run precision has been determined by using 15 replicates of four specimens: a negative, a P.f. positive, a P.v. positive and an P.f./P.v. dual positive. The specimens were correctly identified >99% of the time.

Inter-Assay

Between-run precision has been determined by 15 independent assays on the same four specimens: negative, a P.f. positive, a P.v. positive and an P.f./P.v. dual positive. Three different lots of the Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) have been tested using these specimens. The specimens were correctly identified >99% of the time.

Cross-reactivity

The Malaria P.f./P.v. Rapid Test Cassette (Whole Blood) has been tested by HAMA, RF, HBeAg, HBsAg, HBeAb, HBcAb, Syphilis, HIV, HCV, H. Pylori, MONO, CMV, Rubella and TOXO positive specimens. The results showed no cross-reactivity.

Interfering Substances

The following potentially interfering substances were added to Malaria positive and negative specimens.

Acetaminophen: 20 mg/dL	Caffeine: 20 mg/dL
Acetylsalicylic Acid: 20 mg/dL	Gentisic Acid: 20 mg/dL
Ascorbic Acid: 2g/dL	Albumin: 2 g/dL
Creatin: 200 mg/dL	Bilirubin: 1g/dL
Oxalic Acid: 60mg/dL	

None of the substances at the concentration tested interfered in the assay.

[BIBLIOGRAPHY]

- Bill McConnell, Malaria Laboratory Diagnosis, January 2001.

- Cooke AH, Chiodini PL, Doherty T, et al. Comparison of a parasite lactate dehydrogenase-base immunochromatographic antigen detection assay with microscopy for the detection of malaria parasite in human blood samples. Am J Trop Med Hyg. 1999, Feb. 60(2):173-2.

Number: 146237500
Effective date: 2020-04-14

ملیریا P.f. / P.v. سپیڈیٹ کیسٹ (مکمل خون)

ٹیکسٹج انسٹ

مکمل خون میں P. falciparum (P.f.) اور P. vivax (P.v.) کے کڑھنی یا بچھڑکی کا اچھٹھیں کھینچنے کے لیے ایک سپیڈ میٹ۔

صرف پیشہ ورانہ دان، دیگر تشخیصی استعمال کے لیے۔

(مطالعہ بہتال)

ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) مکمل خون میں دو قسم کے کڑھی Plasmodium falciparum (P.f.) اور P. vivax (P.v.) کی کا اچھٹھیں کھینچنے کے لیے ایک تیز رفتور کارڈ کا ٹوکرا کا میڈوا ہے۔

(خاصہ)

ملیریا ایک پرمیڈوزہ کی وجہ سے ہوتا ہے جو انسانی سرخ خون کے خلیوں پر حملہ کرتا ہے۔ ملیریا دنیا کی سب سے زیادہ پھیلی ہوئی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ WHO کے مطابق دنیا بھر میں بیماری کا پھیلاؤ سالانہ 30 کروڑ سے 50 کروڑ کمایوں اور 10 لاکھ سے زائد اموات کا تخمینہ ہے۔ ان حثاثرین میں زیادہ تر شیر ذرد اور بچے پئے ہیں۔ دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی ملیریا زدہ علاقوں میں رہتی ہے۔ مناسب طریقے سے لگے گئے مومنوں اور بچے خون کے کیبروں کا یا انگرہ کو کپے چڑیا ایک صدی سے زیادہ عرصے سے ملیریا کی اچھٹھن کی شناخت کے لیے معیاری تشخیصی تکنیک رہی ہے۔ یہ تکنیک درست اور قابل اعتماد تشخیص کی معائنیت دیتی ہے لیکن کبھی کبھار ہمارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے جو مخصوص یہ پوکول استعمال کریں۔ یا مگرہ کو کپے کی دستیابی نہایت دشہ طریقہ کار کا استعمال انگرہ کو کپے کھینچنے کی کمزور دنگل حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ اگر تشخیصی ماکروبیٹھیاک پیج بہت طلب ہے، آلات کی ضرورت والے طریقہ کار کا انعام دینے سے ایک بیماری بوجہ وراثت ہے، لیکن یا مگرہ کو کپے کی قابل اعتماد کارڈ کی قائم کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے درکار تربیت اس تشخیصی تکنیکیوں کو استعمال کرنے میں سب سے بڑی مشکل بن چکی ہے۔ ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) P. falciparum مخصوص II-HRP اور P. vivax (P.v.) کی موثرگی کا اچھٹھیں طور پر تشخیص کرنے کے لیے ایک سپیڈ میٹ ہے۔ یہ میٹ مکمل خون میں P.f. مخصوص اور P. vivax (P.v.) مخصوص انجیکٹر کا اچھٹھنی طور پر لگا گئے کے لیے گولا پینڈ کلائیڈ استعمال کرتا ہے۔

(محول)

ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) مکمل خون میں P.f. اور P.v. انجیکٹوری کھینچنے کے لیے ایک کا اچھٹھیں بچھڑین پر مبنی امیڈواس ہے۔ بچھڑین کا II-HRP-anti ملینی باڈیز اور P. anti-PLDH ملینی باڈیز سے پری کوڈ کیا گیا ہے۔ ہاچ کے دوران مکمل خون کا نمونہ میٹ کیسٹ پر پری کوڈ ڈالنی کو یقین دے ساتھ قابل کرتا ہے۔ یہ مرکب پھیڑکی کی شکل سے بچھڑین پر پادوں کی طرف منتقل ہوتا ہے اور P.f. میٹ لائن رنگین بچھڑین میں P.f. Rich Protein II (II-HRP)-anti ملینی باڈیز کے ساتھ اور P.v. لائن رنگین بچھڑین میں P. anti-PLDH ملینی باڈیز کے ساتھ قابل کرتا ہے۔ اگر مومن نے II-HRP مخصوص Plasmodium P. vivax LDH لائنوں موجود ہوں تو P.f. لائن رنگین میں ایک لگنے لائن یا P.v. لائن رنگین میں ایک لگنے لائن اور P.f. اور P.v. دونوں لائنیں بچھڑ میں دو رنگین لائنیں ظاہر ہوں گی۔ P.f. لگنے ل لگنے یا P.v. لائن رنگین میں رنگین لائنوں کی بغیر موجودگی ظاہر کرنے کے مومن نے II-HRP اور P. anti-PLDH مخصوص P. vivax LDH موجودگی ہے۔ طریقہ کار کے کنٹرول کے طور پر کنٹرول لائن رنگین میں ایک لگنے لگنے لائن ظاہر ہونی چھکارہ کرتی ہے کہ مومن نے کامیاب ٹیسٹ میں شامل کیا گیا ہے اور دیگرین رنگ ورنی ہے۔

(ایزای)

میٹ کیسٹ میں گولا پینڈ گولڈ سے جڑی Plasmodium falciparum کی HRP-anti ملینی باڈیز اور کلائیڈ گولڈ سے جڑی P. anti-Plasmodium falciparum P. vivax LDH ملینی باڈیز ہیں، اور بچھڑین P. anti-II-HRP-anti ملینی باڈیز اور P. anti-PLDH ملینی باڈیز کوڈ ہیں۔

(احتیاطی تدبیر)

- صرف پیشہ ورانہ دان دیگر تشخیصی استعمال کے لیے۔ یہ محتاج مومنوں کے ساتھ سے متعلق ہے اور استعمال نہ کریں۔
- صرف مکمل خون کے کمونوں کے لیے۔ دیگر مومنے استعمال نہ کریں۔
- جس جگہ مومنے اور کٹش پینڈل کی کارہائی ہوں، وہاں کھانا، پینا، گھریٹ ڈالنی نہ کریں۔
- تمام مومنوں کا میٹے پینڈل کریں جیسے ان میں سے متعدد کی بچھٹس ہوں۔
- تمام طریقہ کار کے دوران یا انگرہ یا نیو پینڈل اطراف سے خلاف قائم احتیاطی تدبیر کا نیشن رکھیں اور مومنوں کے کچھ نظام کے لیے معیاری طریقہ کار پر عمل کریں۔
- مومنوں کی ہاچ کے وقت لیباریٹری کٹ، ڈیپوزیشن دھاتے اور انجکشن کی حفاظت جیسے حفاظتی پیرے پہنیں۔
- استعمال شدہ میٹے کو مانی ضوابط کے مطابق ضائع کیا جائے۔
- مومنہ دستے کو وقت یا نیو پینڈل پر جانے مومنے کا کافی حجم حاسیت کو کم کر سکتا ہے۔ کیسٹ کے تکمیل واپس ملینی باڈیز روائلین یا کارڈ ناگزیر ڈالا جائے تو فیلڈز یا سٹکا ہے۔
- (ذخیرہ یا مادی یا نظام)
- کد کو کمرے کے دیبر جرات یا ریفریگریٹر (2-30°C) دیبر جرات پر ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ میٹ کیسٹ سیلڈ یا ہاچ پر ریڈیا جاذب مومنوں کے تاریخ تک معتمہ رہتی ہے۔ میٹ کیسٹ استعمال کیے سیلڈ یا ہاچ میں ڈالنی چاہیے۔
- مجموعہ نہ کریں۔ یہ محتاج مومنوں کے تاریخ کے بعد استعمال نہ کریں۔

(مومنہ دستے کا برتناری)

ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) مکمل خون استعمال کر کے یا چکنے سے اچھنی کی بچھٹ سے حاصل کردہ مکمل خون (Fingerstick Whole Blood) اور لگ سے حاصل کردہ مکمل خون (Venipuncture Whole Blood) دونوں استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

اچھنی کی بچھٹ سے مکمل خون بچ کرنے کا طریقہ:

- مریض کے ہاتھ کو صاف اور گرم پانی سے دھوئیں یا الکول کے ہماوان سے صاف کریں۔ خشک ہونے دیں۔
- چھین والی جاکہ چھو سے بغیر درمیانی یا اچھنی کی اچھنی کی ٹوک کی طرف لگا کر کپا ہتھ کوسا رت دیں۔
- جراجم سے پاک یا صیبت سے جلد میں چھین لگائیں خون کی نئی شکل کی کوساف کریں۔
- چھین والی جاکہ پر خون کا ایک کولٹہ دھونا کے نئے لیوانے سے پھیلنے سے اچھنی کی طرف اترتے ہرے سے ہتھ رکڑیں۔
- مومنہ دستے کے فوری میٹ کیسٹ کریں مومنوں کو کمرے کے دیبر جرات پر وظیل عرصے تک دیکھیں۔ رگ سے تیز کردہ مکمل خون کو 2-8°C پر ذخیرہ کریں اگر میٹ بچ کرنے کے 2 دن کے اندر کیا جائے تو۔

طویل مدتی ذخیرے کے لیے مومنے-20°C سے کم (دیبر جرات پر رکھیں۔ اچھنی کی بچھٹ سے تیز کردہ مکمل خون کو فوری طور پر میٹ کیا جائے۔ میٹ سے پہلے مومنوں کو کمرے کے دیبر جرات پر لائیں۔ گنہ مومنوں مکمل طور پر پچھلا دیں اور ابھی طرح لپٹا یا چاہیے۔ مومنوں کے گنہ سے زیادہ درجہ اور پچھلا یا نہیں جانا چاہیے۔ اگر مومنے جیسے جاسیں تو انھیں بغیر کو پینڈل یا بچھٹس کی شکل وصل کوڈ کرنے والے مانی ضوابط کی ضوابط کیسے کیا جائے۔

(مواہ)

فرما کرہ ورمواہ:

• لپز

• بکٹج انسٹ

• لی صیبت (صرف اچھنی کی بچھٹ سے حاصل مکمل خون کے لیے)

• پنجر

• مومنہ دستے کرنے کے برتن

(استعمال کی ہدایت)

میٹ کرنے سے پہلے میٹ نمونہ، فرما کرہ اور انگرہ کوڈ کمرے کے دیبر جرات (15-30°C) پر آئے دیں۔


1- یا ہاچ کو کولے سے پہلے کمرے کے دیبر جرات پر لائیں۔ سیلڈ یا ہاچ سے میٹ کیسٹ نکالیں اور جلد استعمال کریں۔

2- کیسٹ کو صاف اور صوابز پر رکھیں۔

• یا بکٹج استعمال کریں۔ سیکٹل میں 5μl مکمل خون پھیل کریں، ہر ہر ہاچ 3 قطرے (تقریباً 180μl) ڈالیں۔

• ڈیپوزیشن ٹکسن ذریعہ استعمال کریں۔ ذریعہ کو فوری پکڑیں، پینے کی گئی قصوں میں دکھانے کے لیے Fill Line تک مومنہ پر بچھٹیں (تقریباً 5μl)۔ مومنہ پینڈ ویل میں منتقل کریں، پھر لپز کے 3 قطرے (تقریباً 180μl) ڈالیں اور بائو شروع کریں۔

3- رنگین لائن (وں) ظاہر ہونے کا انتظار کریں۔ 10 منٹ پر تباہی پر چھٹیں۔ 20 منٹ کے بعد ہر نتائج نہ کریں۔



(نتائج کی تشریح)

(زیرا موماد پر کی تصویریکس)

• مثبت: دو یا تین واضح رنگین لائنیں ظاہر ہوتی ہیں۔

• P. falciparum یا ملیری یا بچھڑکی: ایک لائن کنٹرول رنگین میں، ایک لائن P.v. لائن رنگین میں اور ایک لائن P.f. لائن رنگین میں ظاہر ہوتی ہے۔

• P. falciparum، بچھڑکی: ایک لائن کنٹرول رنگین میں اور ایک لائن P. لائن رنگین میں ظاہر ہوتی ہے۔

• Non - P. falciparum Plasmodium species، بچھڑکی: ایک لائن کنٹرول رنگین میں اور ایک لائن P. لائن رنگین میں ظاہر ہوتی ہے۔

• نوٹ: P.f. میٹ لائنوں کی خدمت مومنوں میں موجود انجیکٹر یعنی II-HRP اور P. vivax LDH کی کارڈنگ کے لحاظ سے مختلف ہوگی۔

• مثنیٰ: صرف ایک لگنے لگنے لائن کنٹرول رنگین میں ظاہر ہوتی ہے۔

• غلط: کنٹرول لائن کا ناگزین ہوتی۔ یا کافی مومنوں کا حجم یا غلط طریقہ کار یا تکنیک کنٹرول لائن کی ناکامی کی سب سے کمزور وجہات ہیں۔ طریقہ کار کا ترمیم اور میٹ اور میٹ ڈیوائس کے ساتھ میٹ دیوا لیں۔ اگر کمزور قرار ہے تو میٹ کٹ کا استعمال فوری بند کریں اور اپنے مطابق ڈیوائس ترمیم سے فیصلہ کریں۔

(معیاری کنٹرول)

میٹ میں مثنیٰ طریقہ کار یا تکنیک یا کنٹرول پینڈل میں کنٹرول رنگین (C) میں ظاہر ہونے والی رنگین لائن ایک داخلی طریقہ کار یا کنٹرول ہے۔ یہ مومنوں کے کافی حجم اور درست طریقہ کار یا تکنیک سے تصدیق کرتی ہے کہ کنٹرول معیارات اس کٹ کے ساتھ فراہم نہیں کیے گئے ہیں؛ تاہم یہ غلطی کی جاتی ہے کہ میٹ کے طریقہ کار کی تصدیق اور مناسب میٹ کارڈ کی تصدیق کے لیے اچھے لیباریٹری عمل کے طور پر مثبت اور مثنیٰ کنٹرول کی ہاچ کی ہائے۔

(مواہ)

• ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) صرف دیگر تشخیصی استعمال کے لیے ہے۔ یہ میٹ صرف مکمل خون کے مومنوں میں P.f. اور P.v. انجیکٹوری کھینچنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایک اچھٹھیں میٹ سے د. اور P.f. کی تصدیقی قرار دینا ضابطہ کی شرح کا نتیجہ کیا جا سکتا ہے۔

• ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) صرف Plasmodium sp. (P.v. اور P.f.) کے انجیکٹوری کی موجودگی ظاہر کرے گی اور اسے ملیریا بچھڑکی کی تشخیص کے لیے واحد معیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔

- تمام تشخیصی نمٹوں کی طرح تمام ہاچ کو کلیپ کے پاس بہت سی دیکھنی معلومات کے ساتھ مل کر تھریٹج کیا جانا چاہیے۔ اگر میٹ کا نتیجہ مثنیٰ ہو اور مثنیٰ معلومات برقرار ہیں تو دیگر مثنیٰ طریقوں سے اضافی میٹ کی غلطی کی جاتی ہے۔
- مثنیٰ نتیجہ کی کسی بھی دیکھنی یا بچھٹ کے مکان کو خارج نہیں کرتا۔

(حقوق اقدار)

ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) کا موازنہ درج ذیل مومنوں اور بچے خون کے کیبروں کے ماکرو کپک تجزیے کے کیا گیا ہے۔ دونوں نظاموں کے درمیان انتقال 99.0% سے زیادہ ہے۔

(کارڈ کیوں کی خصوصیات)

حساسیت

ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) کا ماکرو کپکی سے ماثبتی مومنوں پر میٹ کیا گیا ہے۔ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) کی حساسیت ماکرو کپکی سے حاصل نتائج کے مقابلے میں 99.9% ہے۔

خصوصیت

ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) ایسی اچھنی یا ذریعہ استعمال کرتی ہے جو مکمل خون میں f.Malaria P مخصوص اور P. vivax LDH P. انجیکٹر کے لیے اچھنی مخصوص ہیں۔ نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) کی خصوصیت ماکرو کپکی سے حاصل نتائج کے مقابلے میں 99.9% ہے۔

ملیریا سپیڈ میٹ کیسٹ نتائج بھٹا جلد ماکرو کپکی

کل نتائج	(Microscopy) خوردہ پینڈی معائنہ			طریقہ کار	
	مثنیٰ	مثبت		نتائج	ملیریا P.v./P.f. ملیریا سپیڈ میٹ
		P.v.	P.f.		
139	0	85**	54*	مثبت	
501	500	0	1	مثنیٰ	
640	500	85	55	کل نتائج	

نوٹ: Plasmodium falciparum (n=85)، Plasmodium vivax (n=54) سے مثنیٰ مومنوں کے مومنے شامل کیے گئے۔ ساتھ ہی 500 ملین اچھنی مومنوں سے (P. falciparum ملیریا سپیڈ میٹ کیسٹ) ملیریا P. vivax مومنوں کے مومنوں نے P. f. لائن دونوں ظاہر کیں۔ **د P. falciparum مومنوں نے P.v. لائن اور P.f. لائن دونوں ظاہر کیاں۔

P.f. مخصوص انجیکٹر کے لیے مثنیٰ حاسیت: 85/85=99.9% (96.5%-100.0% CI***) P.v. (54/55=98.2% (96.5%-100.0% CI***)) مثنیٰ خصوصیت: 500/500=99.9% (90.3%-100.0% CI***) مثنیٰ خصوصیت: 500/500=99.9% (90.3%-100.0% CI***)

درستی: (54+85+500)/(500+1+85+54)=99.8% (99.1%-100.0% CI***) د. کھتے

کمرے کے تشخیصی سطح

(Type) قسم	(Parasites/μL) ہیرا سائینٹس یا انگریز ویلر
200	(P. falciparum) پائلائیسیٹجیوم
1500	(P. vivax) پائلائیسیٹس

تحریرات

انطرا تاج (اعدادی تحریر): 15 مومنوں کے چیکلیکس کا استعمال کرتے ہوئے چار مومنوں پر اعدادی تحریر کی درستی کا تعین کیا گیا: ایک مثنیٰ، ایک P.f. مثبت، ایک P.v. مثبت اور ایک P. / P.f. اور P.v. دو مثبت مومنوں کی گنج گنا شناخت 99% وقت کی گئی۔

انطرا تاج (چروٹی تحریر): انجی چار مومنوں پر 15 آزمائش کے ذریعے بین اعملی تحریر کی درستی کا تعین کیا گیا: مثنیٰ، P.f. مثبت، P.v. مثبت اور P. / P.f. دو مثبت۔ ملیریا P. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) کے نتیجہ مختلف لائنوں کا مومنوں کے ساتھ میٹ کیا گیا یا مومنوں کی گنج گنا شناخت 99% وقت کی گئی۔

کراس مڈیا ٹیکنیٹی

ملیریا P.f. / P.v. سپیڈ میٹ کیسٹ (مکمل خون) کا MONO-H. Pylori-HCV-HIV-Syphilis-HBcAb-HBeAb-HBsAg-HBeAg-RF-HAMA-H. Rubella اور CMV، ToxO، مثبت مومنوں کے ساتھ میٹ کیا گیا ہے۔ نتائج کے کوئی کارڈ یا ٹیکنیٹی نہیں دکھائی۔

• غلط کرتے والے ہاڈے

مندرجہ ذیل کمزور غلط کرتے والے ہاڈوں کو لیبر یا مثبت اور مثنیٰ مومنوں میں شامل کیا گیا۔ آڑا گئے گئے کارڈ پر کسی بھی ہاڈے سے نتائج میں مداخلت نہیں کی:

• dL / mg20: Acetaminophen

• dL / mg20: Acetylsalicylic Acid

• dL / 2g: Ascorbic Acid

• dL / mg200: Creatin

• dL / 60mg: Oxalic Acid

(حوالہ جات)

Bill McConnell, Malaria Laboratory Diagnosis, January 2001.

base-Cooke AH, Chiodini PL, Doherty T, et al, Comparison of a parasit e lactate dehydrogenase immunochromatographic antigen detection assay with microscopy fo r the detection of malaria parasite In 2-173(2) Trop Med Hyg.1999, Feb. 60 human blood samples. Am J

نمبر: 146237800

مؤشر تاریخ: 14-04-2020